

IZLIVNIK IZ-1

Aparat za izlivanje raznih rijetkih i gustih otpadnih tvari, idealan za sanitarne prostorije.

Opremljen je sistemom za samoispiranje sa ventilom, rešetkom (policom) sa mogućnošću podizanja i spuštanja, pretincem sa vratima, te zidnom miješalicom za vodu.

Aparat je izrađen od nehrđajućih materijala (inox), a svojim dimenzijama i oblikom idealno pristaje uz Blatex BL-5A, sa kojim u prostorima "nečisto" čini idealnu cjelinu, te osoblju pruža maksimalan komfor u radu.

Tehnički podaci:

Vodovodni priključak za ispirać:
- hladna voda R 1/2"

Kanalizacijski priključak: ϕ 110 mm

Masa: cca 25 kg

Dimenzije: 450 x 600 x 900 mm



Proizvođač:

Grinox Slovenija

Prodaja i ovlaštenu servis:

MEDIS

P. D. Kalea 9, Zagreb

Web: www.medis.hr

✉ medis@medis.hr

Tel: 01/3776-618 Fax: 01/3757-871

Mob: 095/9030 888, 095/9030 999