

# APARAT ZA PRAŽNjenje, PRANJE I KEMIJSKU DEZINFEKCIJU NO NIH I URINSKIH POSUDA

## BLATEX BL-5A



### OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

**Blatex BL-5A** je aparat koji omogućava jednostavan postupak pražnjenja, pranja i kemijske dezinfekcije tipiziranih nožnih i urinskih posuda.

Nožna posuda ili urinska posuda se zajedno sa sadržajem stavlja u aparat te zatvaranjem vrata automatski prazni.

Pranje i dezinfekciju kontrolira moderan mikroprocesorski programator koji omogućava jednostavno upravljanje i sigurnu kontrolu aparata.

Aparat je izrađen od nehranjivih materijala što osigurava lijep izgled i dug radni vijek.

### Tehnički podaci

Napon: 230V, 50Hz

Snaga: 30W

Vodovodni priključak: topla voda R 3/4"

hladna voda R 3/4"

Radni tlak priključak: min. 300-600 kPa (3-6 bar)

110 mm u pod ili u zid

Dimenzije Š x D x V: 450 x 600 x 900 mm

Masa: cca. 50 kg



Prodaja i ovlaštenu servis:

**MEDIS**

P. D. Kalea 9, Zagreb

Web: [www.medis.hr](http://www.medis.hr)

✉ [medis@medis.hr](mailto:medis@medis.hr)

Tel: 01/3776-618 Fax: 01/3757-871

Mob: 095/9030 888, 095/9030 999